

CAMP®

SELECTION®

Textila handleds- och
tumortoser!



Funktionella modeller som täcker alla behov!

SUPPORT FOR BETTER LIFE

Handledsortoser

SELECTION®

SELECTION® Handledsortoser

Soft & Rigid

Smidiga elastiska handledsortoser tillverkade av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Båda ortosema har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Selection Rigid har dessutom en tumdel som genom sitt stabila material ger ett bra stöd och håller tummen i neutralläge.

Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något, med sax, för optimal passform. Skenorna är uttagbara.

Avsedd användning

Selection Handledsortoser Soft & Rigid används då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35204/35206	Svart	Soft/Rigid	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35204/35206	Svart	Soft/Rigid	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35204/35206	Svart	Soft/Rigid	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35204/35206	Svart	Soft/Rigid	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35204/35206	Svart	Soft/Rigid	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm

Open Wrist

SELECTION® Open Wrist

En stabil och enkel handledsortos. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan och en smal plastskena dorsalt. Ortosen har ett stabiliserande draggrund-band och tas enkelt på med en hand. Selection Open Wrist är avsedd att användas då handleden behöver avlastning.

Avsedd användning

Inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska- eller degenerativa förändringar.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets hand
35207	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35207	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35207	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm



SELECTION® Barn handledsortos

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Avsedd användning

Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35305	Svart	Vä/Hö	Small	10 cm - 12 cm
35305	Svart	Vä/Hö	Medium	12 cm - 14 cm
35305	Svart	Vä/Hö	Large	14 cm - 16 cm

SELECTION® tumortos Barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Avsedd användning

Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogyrosis. Reumatiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35300	Svart	Vä/Hö	Small	10 - 12 cm
35300	Svart	Vä/Hö	Medium	12 - 14 cm
35300	Svart	Vä/Hö	Large	14 - 16 cm



SELECTION® Tumortoser Soft & Rigid


Smidiga och elastiska tumortoser som avlastar tummens leder och ger stöd. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Selection tumortos Rigid ger extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. Ortosema kan klippas till önskad form. **Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar; avlastning, överörlighet i tummens leder; lindrig till moderat CMC-I artos.



Art. nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Small	13 - 15 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	X-Large	> 20 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	X-Small	<13 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Small	13 - 15 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	X-Large	> 20 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	X -Small	< 13 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Small	13 - 15 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	X-Large	> 20 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Small	13 - 15 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	X-Large	> 20 cm

SELECTION®

Anpassad funktion



För SELECTION har vi valt att jobba med ett nytt och innovativt material som möter brukarens önskemål. SELECTION-materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Kardborrbanden och fästytorna är extra tunna för att ge så låg bygghöjd som möjligt. Eftersom materialet inte behöver något kantband är det möjligt att klippa i det utan att det fransar upp sig



Se även vårt övriga sortiment av handleds- och tumortoser i vår katalog på www.camp.se

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
kundsupport@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no