



NW Kompress

Non-woven kompress steril

Avsedd användning

Sterilförpackad kompress i non-woven för rengöring och lätt övertäckning av icke exsuderande sår.

Komponenter/material	70% viskos / 30% polyester
Lager:	4
Vikt:	30g +- 0.05 g/ m2
PVC/ftalater	Nej
Latex	Nej
CE-klassificering	1, 1S, 2a
Steril produkt	Ja
Förvaring öppnad	5 år
Kassering av produkt/förp.	Följ lokala föreskrifter för farligt avfall

Art.nr.	Antal per förp.	Storlek	Avd. förp.	Trsp. förp.
10009589	2x50	5 x 5 cm	100	2000
10009590	5x20	5 x 5 cm	100	3000
10009602	2x50	7,5 x 7,5 cm	100	2000
10009603	5x20	7,5 x 7,5 cm	100	2000
10009604	2x50	10 x 10 cm	100	1600
10009605	5x20	10 x 10 cm	100	1600

Leverantör

KLINION®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqverige.se

2021-12