



Leverantör:
AHLSTRÖM

Packskynke Reliance® Solo

Fri från latex

Syntetiskt enstegs packskynke i ett tvålagers SMMMS-SMMMS material.

- Två sammansvetsade packskynken för en förenklad packprocess
- Två olika färger (grönt/blått) ger en enkel identifikation av ev. skador vid lagring/transport
- Funktionell barriär som ger ett bra skydd mot penetration av mikroorganismer
- Bra skydd mot revor och hål
- Tre styrkor/tjocklekar beroende på tyngden på lasten
- Validerade för de vanligaste steriliseringsprocesserna (Ånga, Etylenoxid, Formaldehyd, Väteperoxid)
- Uppfyller EN868-2 och EN ISO 11607-1
- Fri från latex
- Varje packskynke är märkt med lotnr - För full spårbarhet



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Produktspecifik information

Hållbarhet öppen förpackning:

- Före sterilisering: 5 år.
- Efter sterilisering: Testade av tillverkaren, håller sterilitet i 180 dagar, förutsatt att förpackningen ej skadas eller förvaras olämpligt. Två olika färger (grönt/blått) ger en enkel identifikation av ev. skador vid lagring/transport.
- Ej steril vara.

Förvaring:

- Torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Storlek	Rek. maxvikt på last	Förp.
10021480	5870086060060	5870086060060 Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	60x60cm	2,72kg	150
10009619	5870086075075	Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	75x75cm	2,72kg	96
10009626	5870086090090	Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	90x90cm	2,72kg	54
10009615	5870086100100	Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	100x100cm	2,72kg	54
10015356	5870086120120	Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	120x120cm	2,72kg	54
10015369	5870086140140	Packsdynke Reliance Solo 200 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 43/43gr	140x140cm	2,72kg	36



at the heart of healthcare

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Storlek	Rek. maxvikt på last	Förp.
10009684	5864100075075	Packskynte Reliance Solo 300 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 50/50gr	75x75cm	4,1kg	66
10009631	5864100100100	Packskynte Reliance Solo 300 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 50/50gr	100x100cm	4,1kg	54
10009652	5864100120120	Packskynte Reliance Solo 300 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 50/50gr	120x120cm	4,1kg	54
10015370	5864100140140	Packskynte Reliance Solo 300 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 50/50gr	140x140cm	4,1kg	36
10009695	5865120100100	Packskynte Reliance Solo 400 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 60/60gr	100x100cm	6kg	54
10001395	5865120120120	Packskynte Reliance Solo 400 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 60/60gr	120x120cm	6kg	36
10009698	5865120140140	Packskynte Reliance Solo 400 Värmeförseglad SMS Bl/Gr 60/60gr	140x140cm	6kg	36



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com