

# Sugkyrett

och sugslang-set för vacuumexereser



## Produktinformation

Helt genomskinlig.

Sugkyrett Corisco för engångsbruk är tillverkad helt i genomskinlig plast vilket möjliggör en visuell kontroll av det aborterade materialet.

## Roterbart sugrör

Kyrettröret kan roteras 360° runt det fasta, greppvänliga handtaget. Rotationen underlättas av en "tapp" som dessutom anger kyretöppningens läge under ingreppet.

## Inget blockage

Kyrettens öppning är så utformad, att blockering mycket sällan inträffar. Detta minskar risken för infektion och begränsar blodförlusten eftersom det endast i undantagsfall finns anledning att ta ut kyretten förrän kyrettaget är avslutat.

## Optimal och säker effekt

Med rätt tillvägagångssätt är det möjligt att använda 8 mm storlek ända fram till tolfte veckans havandeskap. Kyrettens form gör det möjligt för operatören att känna uteruskavitets väggar så väl, att andra instrument inte behöver användas för att kontrollera att kaviteten tömts.

## Sugslangset till sugkyrett

Sugslangsetet är tillverkat av ftalatfri PVC och försett med ett kopplingsstycke av universaltyp som passar på både flergångs och engångs sugflaskor. Slangen är 2 meter lång. Den är mycket formstabil men ändå smidig till både 8 och 10 mm kyretter.



## Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

## Förpackning

Kyretten levereras 1-stycks sterilförpackad

Mått: Trp.förp. L 392 x B 352 x H 328mm

Avd.förp. L 342 x B 188 x H 116mm

Styckeförp. L 340 x B 50 x H 10mm

Slangsetet levereras 1-packs sterilförpackat

Mått: Trp.förp. L 800 x B 400 x H 350mm

Avd.förp. L 400 x B 400 x H 350mm

Styckeförp. L 380 x B 380 x H 10mm

Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
24080	Sugkyrett Corisco 8 mm, blå	36 st	180 st
24100	Sugkyrett Corisco 10 mm, grön	36 st	180 st
9802K	Sugslangset till Sugkyrett Corisco (ø8,8 x 12,8 mm x 2 m) Fabrikat Mediman	36 st	72 st