




INSUPEN

- Brett storleksutbud: 29G, 31G och 32G
- Kompatibilitet: Passar till alla insulinpennor på marknaden enligt ISO standard
- Unik silikonisering: För förbättrad injektionskomfort.
- Trippelslipad: För bästa stickresultat och minskat obehag
- Thin-wall teknologi: Kanyler med utökad innerdiameter, vilket gör det lättare att injicera och öka flödes hastigheten
- Anti-coring: Förhindrar att fragment från ampullens gummimembran hamnar i ampullen.
- Internationell färgkodning


G = Gauge

Gauge är ett mått på kanylens diameter. Ju högre gauge ju tunnare/finare kanyl. För att minska vävnadsskador välj en kanyl med hög gauge. 32G är den tunnaste/finaste kanylen på marknaden.

anti-coring



Thin-wall teknologi



ISO

| |
|---|
| INSUPEN "TYPE A" EN ISO 11608-2:2000 |
| Sanofi Aventis* - Eli Lilly* - Novo Nordisk* - Owen Mumford* - B.Braun* - Berlin Chemie* - Bioton* - Amylin* - Genentech* - Pfizer* - Roche* - Serono* |
| "TYPE A" EN ISO 11608-1:2000 |

Orderinformation

| Art.nr. | Varunr. | Gauge | Färgkod | Avd förp/Trp förp. |
|---------|----------|-------------|----------|----------------------|
| 22610 | 73 25 60 | 4 mm x 32G | Grön | 100 st / 12 x 100 st |
| 22902 | 73 08 03 | 5 mm x 31G | Ljuslila | 100 st / 12 x 100 st |
| 22989 | 20 37 58 | 6 mm x 31G | Lila | 100 st / 12 x 100 st |
| 22983 | 20 56 01 | 6 mm x 32G | Grön | 100 st / 12 x 100 st |
| 22990 | 20 37 59 | 8 mm x 31G | Ljusblå | 100 st / 12 x 100 st |
| 22984 | 20 56 02 | 8 mm x 32G | Grå | 100 st / 12 x 100 st |
| 22988 | 20 37 57 | 12 mm x 29G | Röd | 100 st / 12 x 100 st |