

## Pennlampa LED LUXAMED



Kvalitetspennlampa med snabb "Clip-switch" för att tända.  
Avsedd att användas för ögon- och halsdiagnostik.  
CE-märkt och tillverkat enligt 93/42EEC.  
Rengöring: alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Pennlampan är tillverkad i tåligt ABS-plast  
Tillverkad i Tyskland  
2 st AAA batterier (inkluderade)  
Vikt 31,5 gram  
Livstid LED 100 000 timmar  
Brinntid 50 h +  
Ljusstyrka 20.000 – 25.000 mcd

Pennlampa LED komplett med batterier

Art.nr: 584-1080

*Tänk på miljön, kassera inte hela lampan då batterierna är slut, byt till nya batterier och använd pennlampan så länge den har god ljusåtergivning.*