

Molek har mer än 30 års erfarenhet av försäljning, service och utbildning till den medicintekniska branschen.

Molek levererar produkter vi utvecklat i nära samarbete med våra kunder och produkter vi är distributör för.



Molek AB
Ostmästargränd 10
120 40 Årsta
Tel: 08-94 33 20
Hemsida: www.molek.se
E-post: info@molek.se

MiniMix Provrörsvagga



MiniMix blodvagga är en liten portabel (laddningsbara batterier) och lättplacerad vagga.

MiniMix har justerbar hastighet och fördröjning i ändlägena för att klara olika typer av rör samt en robust konstruktion och klarar kontinuerlig drift.

Tekniska Data:

Mått (cm): b11,0 x d11,5 x h9,5 (vaggbricka tillkommer)

Vikt: 0,6 kg

Strömförsörjning: 12VDC via adapter

