

Röntgentrådsprodukter Standard Nonwoven

- Hög absorption för effektivt användande
- Lågt fibersläpp
- Numeriskt kontrollsystem för enkel kontrollräkning
- Färgkodning och symboler som möjliggör snabb produktidentifiering
- Röntgentrådar som är säkert fastsvetsade i nonwoven-materialet
- Patenterad innerförpackning som enkelt kan öppnas med en hand



BARRIER Standard Nonwoven OP-duk, OP-kompress och OP-tork försäkrar en högre absorption i jämförelse med vanlig bomullsgasväv. Tack vare ett signifikant lägre fiber-släpp är produkterna skonsammare emot hud och organ. Extra fokus har lagts på ett numeriskt kontrollsystem med kontrollkvitton som går att ta loss från innerförpackningen för att förenkla räkning av produkterna. Enkel produktidentifiering kan göras genom tydliga färgkoder och symboler på alla förpackningsteg. Förpackningssystemet inkluderar en transportförpackning, avdelningsförpackning, produktförpackning/sterilbarriär och en patenterad innerförpackning som kan öppnas med en hand.



Standard Nonwoven OP-duk

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning	Symbol
Orange	185060	Steril 5 st	Vit	10 × 40 cm	125 / 750	
Grön	185260	Steril 5 st	Vit	20 × 40 cm	65 / 390	
Gul	185440	Steril 2 st	Vit	30 × 40 cm	40 / 240	
Brun	185460	Steril 5 st	Vit	30 × 40 cm	45 / 270	
Blå	185660	Steril 5 st	Vit	40 × 40 cm	60 / 360	
Grå	185830	Steril 1 st	Vit	40 × 65 cm	30 / 180	
Svart	185860	Steril 5 st	Vit	40 × 65 cm	30 / 180	

Standard Nonwoven OP-duk

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning	Symbol
Gul	185105	Steril 5 st	Vit	7,5 × 7,5 cm, 6-lagers	100 / 600	

Standard Nonwoven OP-tork

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Diameter	Förpackning	Symbol
Gul	154160	Steril 5 st	Vit	Nr 1	25 mm	175 / 1050	
Blå	154360	Steril 5 st	Vit	Nr 3	30 mm	150 / 900	
Grå	154460	Steril 5 st	Vit	Nr 4	40 mm	75 / 450	
Svart	154560	Steril 5 st	Vit	Nr 5	60 mm	75 / 450	

