

CADD® ADMINISTRATIONSSET MED FLOW STOP FRIFLÖDESSKYDD

CADD™ läkemedelskassetter för CADD®-Solis-, CADD-Legacy®- och CADD-Prizm®-pumpar – Måste användas tillsammans med en CADD® förlängnings slang							
	Beställningsnr	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol	Mjukgörare	Tidigare best nr
	21-7301	12/låda	50 mL CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt	8 tum (20 cm)	0.2 mL	DEHP	21-7001
	21-7302	12/låda	100 mL CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt	8 tum (20 cm)	0.2 mL	DEHP	21-7002
	21-7300	12/låda	100 mL gul CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt	8 tum (20 cm)	0.2 mL	DEHP	21-7100
	21-7308	12/låda	250 mL genomskinlig CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt	8 tum (20 cm)	0.2 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7309	12/låda	250 mL gul CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt	8 tum (20 cm)	0.2 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7310	12/låda	250 mL blå CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, klämma, Luer-hankoppling och oventilerad skyddshatt 20 cm	8 tum (20 cm)	0.2 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7600	12/låda	100 mL gul CADD™ läkemedelskassett med NRFit™-koppling, flödesstopp, Luer-hankoppling samt oventilerad backventil	8 tum (20 cm)	0.2 mL	DEHP	21-7100 21-7300
	21-7609	12/låda	250 mL gul CADD™ läkemedelskassett med NRFit™-koppling, flödesstopp, Luer-hankoppling samt oventilerad backventil	8 tum (20 cm)	0.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7309
	21-7664-24	50/låda	Fyllningsadapter endast för användning på apotek				
	24-1001-64	10/låda	Infusionsadapter för konvertering av Luer-hankoppling till NRFit™-hankoppling				
	24-1009-64	50/låda	Skyddshatt, hankoppling, gul				
	24-1004-64	50/låda	Skyddshatt, hankoppling, oventilerad, gul				

CADD® administrationsset för CADD®-Solis-, CADD-Legacy®- och CADD-Prizm®-pumpar							
	Beställningsnr	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol	Mjukgörare	Tidigare best nr
	21-7321	12/låda	CADD® administrationsset med Luer-hankoppling, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling för användning med en spruta	102 tum (259 cm)	2.7 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7021
	21-7322	12/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	78 tum (198 cm)	2.3 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7022 21-7034
	21-7323	12/låda	CADD® blårandigt administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	78 tum (198 cm)	2.3 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7023
	21-7324	12/låda	CADD® gulrandigt administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	123 tum (312 cm)	3.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7024
	21-7359	12/låda	CADD® administrationsset med Luer-hankoppling, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	69 tum (175 cm)	2.0 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7059
	21-7390	12/låda	CADD® administrationsset med Luer-hankoppling, flödesstopp, 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med Luer-hankoppling, envägs backventil med Luer-hankoppling samt klämmor (för användning med en spruta)	259 cm med 7,6 cm pigtail	4.0 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7090
	21-7391	12/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med Luer-hankoppling, envägs backventil med Luer-hankoppling samt klämmor	274 cm med 7,6 cm pigtail	4.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7091
	21-7624	12/låda	CADD® gulrandigt administrationsset med NRFit™-koppling, spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	123 tum (312 cm)	3.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7024 21-7324

CADD® administrationsset med luftelimerande filter för CADD®-Solis-, CADD-Legacy®- och CADD-Prizm®-pumpar							
	Beställningsnr	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol	Mjukgörare	Vorige code
	21-7333	15/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, 1,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma, en nålfri injektionsport och envägs backventil med Luer-hankoppling	114 tum (290 cm)	15.5 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7336	15/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	94 tum (239 cm)	10.0 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7036
	21-7383	15/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, 1,2-mikron luftelimeringsfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	93 tum (236 cm)	8.0 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7083 21-7071
	21-7339	12/låda	CADD® gulrandigt administrationsset med spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	130 tum (330 cm)	6.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7039
	21-7394	12/låda	CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	108 tum (274 cm)	3.3 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7094
	21-7395	12/låda	CADD® administrationsset med Luer-hankoppling, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	102 tum (259 cm)	3.1 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7095
	21-7639	12/låda	CADD® gulrandigt administrationsset med NRFit™-koppling, spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	130 tum (330 cm)	6.2 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7039 21-7339

CADD® höglödasset för användning tillsammans med CADD®-Solis- och CADD-Prizm®-pumpar							
	Beställningsnr	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol	Mjukgörare	Tidigare best nr
	21-7355	15/låda	CADD® höglödasset med spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma, injektionssport och envägs backventil med Luer-hankoppling	120 tum (305 cm)	20 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7055 21-7055V
	21-7357	15/låda	CADD® höglödasset med spike, flödestopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	92 tum (234 cm)	11 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7057 21-7057V
	21-7375	15/låda	CADD® höglödasset med spike, flödesstopp, 1,2-mikron luftelimeringsfilter, Luer-aktiverad nålfri injektionsport, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	118 tum (300 cm)	18 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7075 21-7075V
	21-7381	15/låda	CADD® höglödasset med spike, flödesstopp, 1,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma, injektionssport och envägs backventil med Luer-hankoppling	118 tum (300 cm)	18 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7081 21-7081V
	21-7384	15/låda	CADD® gulrandigt höglödasset med spike, flödestopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	123 tum (312 cm)	16 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7385	15/låda	CADD® gulrandigt höglödasset med spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	136 tum (345 cm)	23 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7085
	21-7389	15/låda	CADD® höglödasset med spike, flödesstopp, 1,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	120 tum (305 cm)	18 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7089
	21-7684	15/låda	CADD® gulrandigt höglödasset med NRFit™-koppling, spike, flödestopp, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	123 tum (312 cm)	16 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7685	15/låda	CADD® gulrandigt höglödasset med NRFit™-koppling, spike, flödesstopp, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma och envägs backventil med Luer-hankoppling	136 tum (345 cm)	23 mL	TOTM (utan DEHP)	

CADD® förlängnings slang för CADD®-Solis-, CADD-Legacy®- och CADD-Prizm®-pumpar – Konstruerade för användning tillsammans med en CADD™ läkemedelskassett							
	Beställningsnr	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol	Mjukgörare	Tidigare best nr
	21-7045	50/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, klämma och integrerad antisifonventil samt klämma 76 cm	30 tum (76 cm)	1.1 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7046	12/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, klämma och integrerad antisifonventil samt klämma 114 cm	45 tum (114 cm)	1.4 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7047	50/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, klämma och integrerad antisifonventil samt klämma	60 tum (152 cm)	1.7 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7062	12/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, integrerad antisifonventil, y-förlängning med envägs backventil med Luer-hankoppling samt klämma	173 cm med 7,6 cm pigtail	2.9 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7092	12/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han/hankoppling, integrerad antisifonventil, y-förlängning med envägs backventil med Luer-hankoppling samt klämma	173 cm med 7,6 cm pigtail	2.9 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7115	12/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, integrerad antisifonventil med klämma och y-förlängning med envägs backventil med Luer-hankoppling	175 cm med 7,6 cm pigtail	3.2 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7105	12/låda	CADD® gulrandig förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, klämma och integrerad antisifonventil samt klämma	90 tum (229 cm)	2.3 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7040	25/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med klämma	55 tum (140 cm)	4.6 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7052	50/låda	CADD® förlängnings slang med mikrohått och Luer-hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter, klämma samt integrerad antisifonventil med Luer-hankoppling	60 tum (152 cm)	1.1 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7106	50/låda	CADD® förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med klämma	60 tum (152 cm)	1.8 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7107	12/låda	CADD® gulrandig förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med klämma	100 tum (254 cm)	5.1 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7108	50/låda	CADD® gulrandig förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med klämma	90 tum (229 cm)	2.4 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7109	50/låda	CADD® blårandig förlängnings slang med Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med hanklämma	90 tum (229 cm)	2.4 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-1200	12/låda	Spike set med Luer-hankoppling och klämma	15 tum (38 cm)	0.5 mL	TOTM (utan DEHP)	
	21-7605	12/låda	CADD® gulrandig förlängnings slang med NRFit™-koppling, Luer-han-/hankoppling, integrerad antisifonventil samt klämma	90 tum (229 cm)	2.3 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7105
	21-7608	12/låda	CADD® gulrandig förlängnings slang med NRFit™-koppling, Luer-han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimeringsfilter samt integrerad antisifonventil med klämma	90 tum (229 cm)	2.4 mL	TOTM (utan DEHP)	21-7108

För mer information, besök vår webbplats på www.smiths-medical.com

DEN ELLER DE PRODUKTER SOM BESKRIVS ÄR EVENTUELLT INTE LICENSERADE ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR FÖRSÄLJNING I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North,
Minneapolis, MN 55442, USA
Tfn: 1-614-210-7300
Avgiftsfritt telefonnummer i USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

MPAUC-????
Rx ONLY **CE 2797**
smiths medical

Su hittar lokala kontaktppgifter på: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical är en del av det globala teknikföretaget Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Designmärket Smiths Medical är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Symbolen ® indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnäms är varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Den produkt det hänvisas till är CE-märkt. ©2019 Smiths Medical. Med ensamrätt. IN198305V-102019