

Pelarvåg MBPA-250 (Klass III MDD)

Personvåg för medicinskt bruk med plattform i ABS och metallstruktur i bärande delar. Hals säker struktur i plattformen, tydlig display och justerbara fötter gör denna våg mycket pålitlig, lättanvänd och patientsäker.

Längdmätare med enkel montering finns tillgängligt som tillval.

Funktioner

- Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- BMI funktion
- Zero/Hold/Print/kg/lb
- 25 mm stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- Justerbar vinkel på display
- Längdmätning: 80 cm – 210 cm (tillval)
- AC adapter eller AA batterier (inkluderas ej)

Technical Data

- Kapacitet: 250kg
- Noggrannhet: 100g
- OIML Klass III
- CE inkl. MDD
- Total vikt: 9.3 kg
- Storlek, totalt: 440 x 340 x 1050 mm
- Storlek, plattform: 440 x 340 mm



***“INNOVATIVE APPLICATIONS
LATEST TECHNOLOGY
LONG EXPERIENCE”***

Specifications are subject to change without notice.