

## Mini Doppler ES-100V3

Lättskött doppler med högtalare.  
 LCD display med bakgrundsbelysning som visar kurva i  
 realtid, numerisk data och hjärtfrekvens.  
 Kan lagra 30 kurvor i minnet.  
 Har 3 tillgängliga lägen för automatisk avstängning.  
 Hörlurar/Headset kan anslutas för att koncentrera ljudet från  
 dopplern.  
 Utgång för hörlurar (3,5mm).  
 Mått: 101x141x27 mm  
 Vikt: 280 gram (inklusive batteri och probe)

Levereras komplett med probe 2 MHz, 5 MHz eller 8 MHz,  
 kontaktgel och 9 volts batteri i väska med bärrem.



ES-100V3-2 Fosterljudsdetektor	Art.nr: 310-4010
ES-100V3-5 för djupt liggande blodkärl	Art.nr: 310-4020
ES-100V3-8 för ytligt liggande blodkärl (ankeltryck)	Art.nr: 310-4030 (se bild)

### Tillbehör:

Probe 2 MHz för fosterljud	Art.nr: 310-2110
Probe 5 MHz för djupt liggande blodkärl	Art.nr: 310-2120
Probe 8MHz för ytligt liggande blodkärl	Art.nr: 310-2130
Flat probe 8 MHz för fixering över ytliga blodkärl (arbetsprov)	Art.nr: 310-2140
Pencil probe 8 MHz (beställningsvara)	Art.nr: 310-2150
ES-100VX exkl. probe	Art.nr: 310-4000