

Saniform Herrskydd

Mjuka skydd som innehåller superabsorbenter. Från dropp till större läckage. Limsträng för fixering. Finns i fem olika utföranden. Bör fixeras med en stadig fixeringsbyxa eller tättsittande kalsong.

Art nr 2700.

Herrskydd för stora läckage.

Art nr 2710. Universal

Herrskydd lämpligt för små till stora läckage. Diskret, supertunn och högabsorberande.

Art nr 2720.

Herrskydd för medelstora läckage.

Art nr 2725. För penis och pung

Herrskydd för medelstora läckage. Avsett för både penis och pung.

Art nr 2730.

Herrskydd för små läckage.



Sanicare art nr	2700	2710	2720	2725	2730
Antal produkter/avd fp, st	25	40	30	25	30
Antal produkter/trsp fp, st	100	160	120	100	120
Antal /pall, st	6000	9600	7200	6000	7200
Absorptionskapacitet					
ISO11948-1, ml	308	345	234	327	175
Vikt per produkt, g	16	11,7	12,4	12,8	8,8
Längd, cm	15,5	15,5	15,5	17	15,5
Ytskikt	Polypropylen				
Extra ytskikt	Polyester				
Absorptionsmaterial	Termobunden kemisk massa med SAP				
Spärrskikt	Polyeten				
Latex	Innehåller EJ latex				

