

Tensoplast®



ENASTÅENDE ELASTISK KLISTERLINDA

Porös elastisk klisterlinda för flexibelt, starkt stöd och kompression.

- Mycket bra vidhäftande egenskaper
- Ger kraftig kompression och långsiktigt stöd
- Vattenfrånstötande



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

an Essity company

TENSOPLAST®

ENASTÅENDE ELASTISK KLISTERLINDA

Denna produkt är tillverkad av 100 % bomull. Det vidhäftande materialet av zinkoxid ger Tensoplast utmärkt initial och långsiktig vidhäftning.

Produktfördelar

- 100 % bomull – svalt och bekvämt
- Vidhäftande zinkoxid – ger maximalt stöd utan onödig volym
- Praktiskt – finns i en mängd storlekar för enkel applicering, inklusive för kroppskonturer
- Töjbart substrat av hög kvalitet

Användningsområden

- Behandling av alla tillstånd som kräver att rörligheten begränsas (t.ex. stukningar, vrickningar och andra idrottsskador)
- Profylaktisk användning vid aktivt idrottande
- Där det behövs stabilt stöd eller när immobilisering krävs
- Kompression av varicer och sår
- Retention av förband och produkter, t.ex. post-ortopediska och allmänna operationer eller över ett muskelsår
- Fast stöd och kontinuerlig kontroll för skadade ligament och leder
- Spelar en viktig roll vid idrottsskador för stöd av muskelområden



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art nr.	Färg	Längd	Antal/fp	Antal fp/trp
71545-00	Vit	5 cm x 4,5 m	12	72
71546-00	Vit	7,5 cm x 4,5 m	12	72
71547-00	Vit	10 cm x 4,5 m	12	72



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

BSN medical

an Essity company