

GP AA-litiumbatteri 1.5V, 15LF-2U4, 4-pack



GP Lithium är en serie väldigt kraftiga litiumbatterier som passar utmärkt för professionella och energikrävande applikationer. • Passar utmärkt till professionella produkter så som medicinteknisk utrustning.

- 40% lättare än ett vanligt alkaliskt batteri.
- Fungerar bra under extrema förhållanden (-40 C till 60 C).
- 10 års livslängd.

ARTICLE INFORMATION:

Art.no: 103154

EAN: 4891199134562

CONTACT US

Call 031-799 16 00
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se
www.gpbmnordic.se

GP AA-litiumbatteri 1.5V, 15LF-2U4, 4-pack

Technical specification

Spänning (Volt)	1.500
Tillverkningsland	Kina
Statistiskt nummer	8506503000
Snro	8743072
Batterityp	Lithium Manganese Dioxide
Nobb number	50985162
Batteristorlek	AA

Packaging information

	4-P	EXKRT	INKRT	ST
EAN kod	4891199134562	04891199134586	04891199134579	
Längd (mm)	15.000	344.000	162.000	0.000
Höjd (mm)	119.000	219.000	95.000	50.500
Bredd (mm)	84.000	206.000	95.000	14.500
Bruttovikt (kg)	0.08000	5.80000	0.70000	0.01800
Net Weight (kg)	0.06000	4.80000	0.60000	0.01500
Gross Volume	0.00000	0.01552	0.00000	0.00005
Net Volume	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Antal ST	4	320	40	1

CONTACT US

Call 031-799 16 00
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se
www.gpbmnordic.se