

Clear-Guard 3

Bakterie- och virusfilter

Clear-Guard 3 andningsfilter är ett kostnadseffektivt alternativ för anestesi och intensivvård och kan användas på både patient och maskin. Filtret skyddar patient, sjukhuspersonal och utrustning från eventuella mikrobakteriella föroreningar. Filtrets användningstid är 24 timmar.

Beställningsinformation

				
Namn:	Clear-Guard 3	Clear-Guard 3 port	Clear-Guard 3 port	Clear-Guard 3 vinklat
Artikelnr.	831544007	831544	831544700	831545
Förpackningsstorlek	150 st	150 st	40 st	75 st
Luerport		x	x	
Filterkapacitet	>99,99%	>99,99%	>99,99%	>99,99%
Flödesmotstånd vid 30 L/min	0,9 cm H ₂ O	0,9 cm H ₂ O	0,9 cm H ₂ O	0,9 cm H ₂ O
Flödesmotstånd vid 60 L/min	2,2 cm H ₂ O	2,2 cm H ₂ O	2,2 cm H ₂ O	2,6 cm H ₂ O
Dead space	59 ml	60 ml	60 ml	75 ml
Vikt	27 g	28 g	28 g	34 g
Min. tidalvolym	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml
Max. tidalvolym	1.000 ml	1.000 ml	1.000 ml	1.000 ml



Gävlegatan 18B • SE-113 30 Stockholm • Sweden
Tel: +46 (0)8 514 30 600 • Fax: +46 (0)8 514 30 620 • E-post: kundtjanst@anmedic.se

www.anmedic.se