



EasySpec[®] Large 1241


Wing Plasts EasySpec Large 1241 är ett osterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. EasySpec Large släta ytor och följsamt rundade hörn och dess speciella yta gör insättningen smidig, lätt och skonsam.

Efter insättning kan EasySpec Large fixeras i önskad vinkel genom att justera den tysta och enkla låsanordningen.

EasySpec-serien innefattar storlekarna small, medium och large i osteril eller steril förpackning.

- Användarvänlig och lätthanterlig
- Tyst och säker låsanordning
- Lågfriktionsyta för smidig insättning
- Släta ytor och följsamt rundade hörn
- Beprövad kvalitet och styrka
- Greppvänlig
- Minimal klämrisk av vaginalväggar
- Optimal öppningsvidd

EasySpec® Large 1241



Material

- Polystyren glasklar, Polyeten HD
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri




Vikt

- Detalj: 37 g
- Transportförpackning: 7 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 25 st
- Transportförpackning: 150 st
- Pallkvantitet: 3000 st

Transportförpackning



Pall



Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Medical ISO 13485



30-1241-001-120227

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



Wing Plast AB