


BD Venflon™ Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsport.
- "Back cut" slipad stålkanyl och avfasad kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation.
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden.
- Kateter tillverkad i PTFE (teflonkateter).
- Färgkodifierad enligt ISO standard.



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
22	0,8	25	Blå	50/500	391451
20	1,0	32	Rosa	50/500	391452
18	1,2	32	Grön	50/500	391457
18	1,2	45	Grön	50/500	391453
17	1,4	45	Vit	50/500	391454
16	1,7	45	Grå	50/500	391455
14	2,0	45	Orange	50/500	391456

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polytetrafluoretylen
Övriga delar: Polykarbonat,
Polypropylen, Polyetylen,
Silikon, Silikonolja

Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:
Tyvek-laminat
Polyester
Kartong
Wellpapp



Steriliseringsmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com