

PRODUKTBLAD



Produktnamn: smartmidline™

Beskrivning: CT-godkänd Midline

Kateter Storlek (Fr)	Kateter Längd (cm)	Max flödes- hastighet (ml/s)	Punktionsnål längd (cm)	Dilaterare	Ledare	
					Rostfritt stål Art.nr	Nitinol** Art.nr
2	4	1.5	4.5	Nej	128.1204	-
	6				128.1206	128.12062
	8	1			128.1208	128.12082
	10				128.1210	-
	15	0.5			128.1215	-
	20				128.1220	-
3	6	1.5	4 och 7	Ja	128.1306	-
	8				128.1308	128.13082
	10				128.1310	128.13102
	12	1			128.1312	128.13122
	15				128.1315	-
	20				128.1320	-
4	8	5	7	Ja	128.1408	128.14082
	10				128.1410	128.14102
	12				128.1412	128.14122
	15				128.1415	128.14152
	20				128.1420	128.14202
	25				128.1425	128.14252
5	15	7	128.1515*			
	20		128.1520*			

*5Fr katetrar levereras utan tillbehör, måste kompletteras med ett MST kit med en 5,5Fr introducer (art.nr G1146.557)

** 2Fr kit levereras med J-nitinolledare, 3Fr och 4Fr kit levereras med rak nitinolledare

Material: PUR, PA, PC, rostfritt stål. Fri från PVC och Latex