

# Produktdatablad

Produktnamn: Flytande tvål Klinion 600ml oparfymerad  
Svanenmärkt

Mediq artikelnummer: 10010173

Klinion Flytande Handtvål är lämplig för handtvätt. Tvålen är dryg i användning, lätt att skölja av och har god rengörande effekt. Den är samtidigt fuktighetsbevarande och skonsam mot huden. Flaskan är utformad för att passa till vanliga Siwerthållare.



Specifikationer	Data
Ref. Nummer	30808412
Innehåll/försäljningsenhet	1 st
Transport förpackning	10 st
EAN-nummer på försäljningsenhet	8715343012369
PH Värde	5
Regelverk	Kosmetikaförordningen (1223/2009)
Ursprungsland	Danmark
Märkning	Svanen