

Produktdatablad

Produktnamn: Tvättkräm Klinion 600ml oparfymrad
Svanenmärkt

Mediq artikelnummer: 10010197

Klinion Tvättkräm med pH 5,5 är mild, skonsam och anpassad till hudens naturliga pH och är ett bra alternativ till tvål och vatten när patienten är sängliggande, eftersom krämen inte behöver sköljas av efter applicering.

Produkten kan användas för yttre intimhygien, särskilt hos personer med känslig hud. Endast för utvärtes bruk.

En lämplig mängd appliceras på en torr eller fuktad engångstvättlapp eller servett och masseras in i huden. Alternativt kan krämen appliceras direkt på huden.

Efter användning av Klinion Tvättkräm behövs inga ytterligare återfuktande hudvårdsprodukter.



Specifikationer	Data
Ref. Nummer	30808409
Innehåll/försäljningsenhet	1 st
Transport förpackning	10 st
EAN-nummer på försäljningsenhet	8715343011584
PH Värde	5,5
Regelverk	Kosmetikaförordningen (1223/2009)
Ursprungsland	Danmark
Märkning	Svanen