



[INSTRUMENT o UTRUSTNING](#) > [EKG/Defibrillator med tillbehör](#) > [ELEKTRODER](#) > ELEKTROD LIFELINE VUXEN

## ELEKTROD LIFELINE VUXEN



Artikelnummer: 10010330  
Förpackningsenhet: **ST**  
Minsta beställningsantal: **1**

### Artikeldetaljer

Information: **Engångselektrod för vuxna (över 25 kg).**  
Beskrivning: **DDP-100**  
Sista sälj:  
Temperaturkod: **Default (Rumstemp 15-25 C)**  
Hänvisningstext: