

ALK PRICKLANSETT



Produktbeskrivning

ALK Pricklansett för pricktest
Steril

ALK lansett är en steril lansett för engångsansvändning. Används vid diagnos av specifik IgE medierad allergisk sjukdom genom hudpricktestning.

Det är en standardiserad lansett utvecklad speciellt för hudpricktestning. ALK lansett är steriliserad genom strålning. Lansetterna är enstycksförpackade. Varje enskild enhet är steril till utgångsdatum.

Förvaring

Rumstemperatur 15-25° C



För mer information välkommen att kontakta Mediqs Kundservice tel 0771 758 758

Mediq Sverige AB

P.O Box 10302, SE-434 24 Kungälv
Hallabäcksvägen 1, SE-434 37 Kungälv
Org.nr 556252 - 2317

Tel +46(0)31 388 90 00
Fax +46(0)31 388 90 01

www.mediq.se
info@mediqsverige.se