



Cellona Shoecast

Gipssula

Beskrivning:

Cellona gipssko ger en hög grad av stabilitet såväl långsgående som på bredden. Vidare är hälen uppbyggd och skålformad och tillsammans med korslagda kardborrband sitter gipsskon stadigt, stabilt och säkert. Den anatomiska utformningen möjliggör en naturlig häl-till-tå rörelse för en optimal gångcykel.

Användning:

Som skydd för gipsbandage mot fukt och smuts.

Materialet:

Sula av 100 % polyuretan.
Fästband av 100 % polyamid.

Rengöring:

Gipsskon kan rengöras i dekontaminator.

Storlekar:

Storlekarna motsvaras av skostorlek enligt följande:

X-Small: strl 32-35
Small: strl 36-38
Medium: strl 39-43
Large: strl 44-46
X-Large: strl 46+



Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Vänster			
Stl 0 - X-Small vänster	50858	1	8
Stl 1 - Small vänster	50860	1	10
Stl 2 - Medium vänster	50862	1	10
Stl 3 - Large vänster	50864	1	8
Stl 4 - X-Large vänster	50869	1	6
Höger			
Stl 0 - X-Small höger	50859	1	8
Stl 1 - Small höger	50861	1	10
Stl 2 - Medium höger	50863	1	10
Stl 3 - Large höger	50865	1	8
Stl 4 - X-Large höger	50870	1	6
Fästband			
Fästband 40cm för stl 0	50868	10	80
Fästband 90cm för stl 1-2	50873	10	100
Fästband 100cm för stl 3-4	50874	10	100

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.