



Klinipress Novopad

För ytliga sår med lite till måttligt exsudat.

Nonwoven kompress.

Med ett icke-vidhäftande filmskikt på båda sidor. Fixeras med bandage eller ett självhäftande fästplåster.

Medicinsk utrustning. Steril om påsen och förseglingen är intakta.

I enlighet med: MDD(EU)93/42/EEC
Klass I .

Produktspecifikation:

Material	Nonwoven
CE-klass	MDR Is
Steril vara	Ja
Hållbarhet	5år
Förvaring	Sterilt
Återvinning	Släng enligt lokala rutiner och riktlinjer

Artikelnr	Storlek	Avd. förp.	Trans. förp.
10010411	5 x 5 cm	100	1600
10010412	10 x 10 cm	100	1600
10010413	10 x 20 cm	50	600

Leverantör

Klinion Medeco