



# Injektionsplåster

## Kliniplast - injektionsplåster

Hudvänligt nonwovenplåster för skydd av insticks-stället efter injektion som blodprov eller vaccination.

Förpackade på rulle i en box av 250 st.

Kan lätt rivas av tack vare de perforerade kanterna.

Förpackade i dispenser box. Osterila.

Art.nr.	Storlek	Avd. förp.	Trsp. förp.
KL-4294375	20 x 40 mm	250	7000

Leverantör

**KLINION**<sup>®</sup>

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)