

PRODUKTINFORMATION TUOHYNÅL



TUOHYNÅL MED TILLHÖRANDE VINGE

- Optimerad Tuohy slipning ger maximal känsla vid penetration
- Släta distansmarkeringar - 10 mm
- För att minska risken för "vävnadsproppar" i Tuohynålen är mandrinen individuellt anpassad till varje enskild Touhynål
- Färgkodad epidural Tuohynål för säker och enkel identifiering
- Har anslutning av luerfattning
- Löstagbar vinge för ökad flexibilitet.



Benämning	Färgkod	Gauge	Längd (mm)	Art nr	Enhet	Avdfp
Tuohynål med separat tillhörande vinge	Ljusblå	16G	110	100/395/560	st	10
Tuohynål med separat tillhörande vinge	Mörkblå	18G	110	100/395/580	st	10