

PRODUKTINFORMATION

SACETT® TRAKEALTUB



MED MÖJLIGHET TILL SUG OVANFÖR KUFF

- Försedd med Blueline® röntgenlinje
- Termosensitiv PVC
- Tydliga markeringar
- Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- Patenterad inverterad Soft Seal® kuff som ger en effektiv tätning och gör att sekret stannar ovanför kuffen, kan sugas bort och elimineras via sugkanalen.
- Pilotballongen är försedd med information om tubens storlek och kuffens vilodiameter
- Sugkanalens storlek, öppning och placering underlättar evakueringen av sekretet ovan kuff
- Gul sugkanal underlättar identifiering vid användning
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjukt avrundat Murphy eye och tubspets

*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Art nr	Enhet	Avdfp
SACETT® Trakeal tub stl. 6,0	100/189/060	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 6,5	100/189/065	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 7,0	100/189/070	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 7,5	100/189/075	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 8,0	100/189/080	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 8,5	100/189/085	st	10
SACETT® Trakeal tub stl. 9,0	100/189/090	st	10

Smiths Medical Sverige AB

Box 1143, 164 22 Kista
 Tlf. 08 - 594 772 50
 Fax. 08 - 594 772 69
 info.sweden@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Product(s) described may not be licensed or available for sale in all countries. The Smiths Medical design mark is a trademark of Smiths Medical. The symbol® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries.
 ©2012 Smiths Medical. All rights reserved. SE_1aGPI_100189_1