

Chair Scale MBCA-250

(Class III MDD)

Stolvåg för medicinskt bruk med en mycket robust och tålig metallstruktur i samtliga bärande delar. Armstöden är möjliga att fälla upp och den ergonomiska konstruktionen bidrar till enkel i- och urstigning. Enkel förflyttning möjliggörs med hjälp av lättrollande hjul varav 2 är svängande för högsta patientsäkerhet.

Specifikationer

- ✓ Kapacitet: 250kg
- ✓ Upplösning: 100g
- ✓ Godkänd enligt OIML Klass III
- ✓ CE inklusive MDD-godkännande
- ✓ Total vikt: 15,5 kg
- ✓ Storlek, plattform: 375 x 320 mm
- ✓ Storlek, totalt: 570 x 320 x 1535 mm



Funktioner

- ✓ Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- ✓ BMI funktion
- ✓ Fyra rullande hjul, varav 2 svängande
- ✓ Zero/Hold/Print/kg/lb
- ✓ 25 mm stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- ✓ AC adapter eller AA batterier (batterier inkluderas ej)