

DUBBELHÄFTANDE RING



Produktbeskrivning

Dubbelhäftande ring för stetoskop

Ø25/11 mm

Förvaring

Rumstemperatur 15 - 25° C



För mer information välkommen att kontakta Mediqs Kundservice tel 0771 758 758

Mediq Sverige AB

P.O Box 10302, SE-434 24 Kungälv
Hallabäcksvägen 1, SE-434 37 Kungälv
Org.nr 556252 - 2317

Tel +46(0)31 388 90 00
Fax +46(0)31 388 90 01

www.mediq.se
info@mediqsverige.se