

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter med stilett, 70 cm, röntgentät, steril

Ureterkateter med ett sidögon och stilett. Katetern är försedd med röntgen- och längdmarkeringar, vilket säkerställer precis placering och kontroll under insättningen.

Katetern har färgkoder för enkel identifiering:

- Röd markering: höger sida/höger njure
- Grön markering: vänster sida/njure

Levereras med en Luer-lock-adapter för säker och tät anslutning till spruta eller irrigationsutrustning.

- Steril, individuellt förpackad produkt
- För engångsbruk
- Förpackningen kan öppnas sterilt
- Röntgentät (synlig på röntgen)
- Längdmarkering för korrekt placering



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE-klassificering:	Klass IIa
Steril:	Ja
Förvaring:	Torrt, vid rumstemperatur, skyddat från direkt solljus
Avfallshantering:	Följ lokala riktlinjer
Kassering av förpackning	Återvinning/förbränning
Kommentarer:	-

Mediqs produktsortiment

Artikelnr	Produktbeskrivning	Innehåll	Ref
10010694	Rüsch ureterkateter med stilett, 70 cm, röntgentät, steril, 1 öga, h/v-markering, ch 3	Låda med 10 st.	223602-000030
10010695	Rüsch ureterkateter med stilett, 70 cm, röntgentät, steril, 1 öga, h/v-markering, ch 4	Förpackning med 10 st.	223602

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter med stilett, 70 cm, röntgentät, steril