



# Cufftrycksmätare

## Endotest

Tryckmätare för intermittent eller kontinuerlig mätning av cufftrycket i tracheal- och tracheostomituber, till förebyggande av trycknekroser i trachea. Lättläst skala med grönmarkerat fält för rekommenderat tryck.

Mätområde 0 - 120 mbar = 0 - 120 cm vp.

Enhandsbetjänad. Fingertoppsstyrd ventil för reglering av cufftrycket.

Luerkoppling för anslutning till luftslangen för cuffen eller förlängningsslangen.

Smidig upphängningskrok. Steriliserbar i ETO.

Vikt 137g.

Art.nr.	Förp.
10012874	1
10010704	Förlängningsslang 10



Förlängningsslang 2,0 x 3,0 mm längd 100 cm.

Transparent med Luer koppling (male/female)

Steril, latexfri

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07