



Lungvolymstränare

Mediq är stolta över att kunna erbjuda Hudson RCI® och Voldyne®-serien av Incentive spirometrar. Voldyne® Incentive Spirometer är det perfekta valet för patienter som behöver postoperativ sjukgymnastik. Varje enhet är individuellt kalibrerad och testad, så att Voldyne® Incentive Spirometer kan leverera en tillförlitlig mätning av inandad lungvolym för att maximera kliniska resultat.

Alla tre varianter finns specificerade på nästa sida.

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com

Voldyne® Incentive Spirometer

- Två praktiska storlekar som täcker barn till vuxen
- Bra - Bättre - Bästa flödesfönster
- Kompakt, ergonomisk design
- Inbyggt handtag
- Individuellt förpackad

Produktkod: 8884719009
Produktnamn: VOLDYNE 5000
Antal/kolli: 12 st



Hudson RCI® Lung Volume Exerciser

- Brett flödesintervall från 200 till 1200 ml/sek
- Justerbara, tydligt markerade flödesinställningar
- Design med dubbla kammare som skapar konstant motstånd som lyfter bollen när patienten bibehåller inspiration lika med den valda inandningsflödesinställningen
- Individuellt förpackad

Produktkod: HU-41750
Produktnamn: INCENTIVE SPIROMETER
Antal/kolli: 10 st



Triflo® II Inspiratory Exerciser

- Brett flödesintervall från 600 till 1200 ml/sek
- 3 färgkodade bollar / 3 kammare
- Minsta flöde präglat på varje kammare
- Kompakt design och brottbeständig plast
- Individuellt förpackad

Produktkod: 8884717301
Produktnamn: TRIFLOW II
Antal/ kolli: 12 st



Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com

2021-03