



BactTrap Basic

Bakterie-/virusfilter

Filtreringseffektivitet >99,999%.

Kopplingar: 22 hålkona/15 hålkona - 22 tappkona. Osteril, latexfri.

Artikelnummer	Beskrivning	Tidalvolym ml	Motstånd Pa 30 liter / min	Dead space	Avd.förp.	Trsp.förp.
10010831	Bact Trap Basic, rakt	150-1500	80	82 ml	25	250
10010832	Bact Trap, med port	150-1500	80	82 ml	25	250

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-01