



BactTrap Mini

Bakterie-virusfilter

Bakterie/virusfilter. Anslutning 15 / 22 mm. Filtreringseffektivitet >99,99%
Kopplingar: 15 tappkona / 15 hålkona - 22 tappkona. Osterilt, Latexfritt.

Artikelnummer	Beskrivning	Tidalvolym ml	Motstånd 20 liter / min	Dead space	Avd. förp.	Trsp. förp.
10010833	Bact Trap Mini Basic, rakt	50-900	90	31 ml	25	500
10010834	Bact Trap Mini, med port	50-900	90	31 ml	25	500
10010835	Bact Trap Mini, med port och vinkelstycke	50-900	90	31 ml	25	500

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-07