



ViTri:Plåster



Produktbeskrivning:

Plåster i elastisk väv med absorberande, ej vidhäftande sårdyna.

Finns på rulle för att storleken på plåstret lätt ska kunna anpassas efter sårets storlek alternativt färdiga plåster styckförpackade. Plåster på rulle finns i 2 storlekar enligt nedan, de styckförpackade plåstren finns i en storlek, 25 x 72 mm, 20 stycken per förpackning.

Användningsområde:

Lämpligt på lättare sår, stick. Byt förband dagligen eller vid behov.

Artikelnummer	Beskrivning
818301	6 cm x 1 m, 1 rulle/förpackning, 500 fp/transportförpackning
818306	6 cm x 5 m, 1 rulle/fp, 96 rullar/transportförpackning
818002	25 x 72 mm, 20 st/förpackning, 500 fp/transportförpackning