



Leverantör:  
Swedish Hospital Supply AB

# Urinpåse P-bag

## Anatomiskt hjälpmedel för kvinnor och män

### Produktspecifik information

- Återbrukbar vit trätt (enpatient) - Glatt yta där urinen enkelt glider ner och i påsen
- Vit påse: 100 ml. markering för urinmätning 1500ml. Grön påse: Med superabsorbent 1500 ml.
- Kan vägas för mer exakt urinmätning
- Påsen har inbyggd backventil som förhindrar läckage och dålig lukt
- Ej nödvändigt att tömma påsen efter varje användning (Som med bäcken och urinflaskor)
- Vikt på tom påse och trätt: 50 gram
- P-bag byts efter ca. 24 timmar
- Tratten kan rengöras i 90-100° C (enpatientsbruk)
- Påse och trätt är latexfri
- Tillverkad i materialet Polyetylen
- Återvinningsbar plast

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Färg	Trattar	Antal i påsar
10010916	CA-10 0012-A	Urinpåse P-bag m trätt.	Vit	1	10
10010913	CA-10 0006-A	Urinpåse P-bag m trätt.	Vit	10	100
10010912	CA-10 0005-A	Urinpåse P-bag m trätt.	Vit	30	30
10024890	CA-20 0003-B	Urinpåse P-bag SAP m superabs.	Grön	1	3
10012227	CA-20 0000-B	Urinpåse P-bag SAP m superabs.	Grön	2	20
10010917	CA-20 0001-B	Urinpåse P-bag SAP m superabs.	Grön	20	20



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com