



Urinpåse P-bag

P-bag är en urinuppsamlare innehållande påse och en anatomiskt utformad tratt som kan användas av både kvinnor och män.

P-bag består av en återanvändningsbar vit tratt (enpatient) med en glatt yta som innebär att urinen enkelt glider ner och in i påsen.

Påsen är antingen vit med 100 ml markering som möjliggör urinvolymbestämning eller blå med SAP (superabsorbenter) och rymmer 1500 ml.

P-bag kan också vägas för mer exakt urinvolymbestämning. Vikt på tom påse och tratt är 50 gram. Påsen har en inbyggd backventil som förhindrar läckage och dålig lukt. Det är därför inte nödvändigt att tömma påsen efter varje användning, som med bäcken och urinflaskor.

P-bag byts efter cirka 24 timmar.

Påse och tratt är tillverkad i materialet polyetylen, återvinningsbar plast.

Tratten kan rengöras i 90-100° C vid enpatientsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Färg påse	Trattar antal	Påsar antal	Trsp.förp. = MBE
10010912	vit	30	30	30
10010913	vit	10	100	10/100
10010914	vit	100	0	100
10010915	vit	0	150	150
10010916	vit	1	10	10/100
10010917	blå	20	20	20

Leverantör



Swedish Hospital Supply AB

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2021-03