



Leverantör:



Pop-on

Självhäftande urindroppssamlare

Pop-On

Är en kort självhäftande urindroppssamlare helt i silikon. Skaftet är kortare, men den självhäftande delen är lika stor som hos en urindroppssamlare av normallängd och standardtyp. Skaftets längd: 37,5 mm

- Häftytans längd: 35 mm
- Hållbarhet i obruten förpackning: 5 år.
- Rekommenderad användningstid 24 timmar.

Fördelar med POP-ON:

- Avsedd för korta eller retraherade penisar.
- Självhäftningen är allergitestad och icke sensibiliserande.
- Silikon andas, vilket främjar frisk hud då det släpper ut överskottsfukt.
- Genomsiktig silikon underlättar inspektion av huden.
- Knicksäker design främjar ett kontinuerligt urinflöde.
- Den mjuka silikonen bidrar till att reducera irritation pga friktion och ger en maximal komfort.
- Finns i fem storlekar.

Latex- och PVC fri

Artikelnr.	Ref.nr.	Storlek	Omkrets	Diam.	Förp.
10011507	32301	Small	80 mm	25 mm	30
10011508	32302	Medium	90 mm	29 mm	30
10011509	32303	Intermed	100 mm	32 mm	30
10011510	32304	Large	113 mm	36 mm	30
10011623	32305	X-large	129 mm	41 mm	30

