



Livmoderring

Livmoderring

Livmoderring i 100 % silikon.
För symptomatisk behandling av onormal position av livmodern. Tjocklek: 12 mm.
Steril för enpatientsbruk.

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Latexfri

Art.nr.	Diameter mm	Förp.
10011595	55	10
10011596	60	10
10011597	65	10
10011598	70	10
10011599	75	10
10011600	80	10
10011601	85	10
910011602	90	10
10012560	95	10
10011593	100	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com