



Andningsblåsa

Silikonblåsa flergångs - latexfri

Andningsblåsa i 100 % silikon, transparent med upphängningsögla. 22 mm ISO anslutning.
Kan autoklaveras vid 134° eller rengöras i diskdesinfektor. Steril.

| Art.nr. | Storlek liter | Förp. |
|-----------|---------------|-------|
| 150700-05 | 0,5 | 2 |
| 150700-10 | 1,0 | 2 |
| 150700-15 | 1,5 | 2 |
| 150700-20 | 2,0 | 2 |
| 150700-23 | 2,3 | 2 |
| 150700-30 | 3,0 | 2 |

Andningsblåsa engångs - latexfri

Andningsblåsa i neopren.
Steril.



| Art.nr. | Storlek liter | Förp. |
|-----------|---------------|-------|
| 191670-20 | 2,0 | 10 |
| 191670-25 | 2,0 LH* | 10 |

*med ögla

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, Mail: kundservice.hospital@mediq.com