



# Sugmunstycke

## Sugmunstycke - Yankauer

Sugmunstycke Yankauer med handtag har 4 avlastningshål och en spetslängd på 27 cm.  
Steril för engångsbruk

Art.nr	Ref.nr	Spetsdiam. ID / YD mm	Utförande	Förp.
10014197	1900027010	4,0 / 10,0	Midi sumpspets	1/100
10011742	1901027040	2,6 / 4,0	Mini	1/100
10011743	1902027060	4,0 / 6,0	Midi	1/100
10011744	1904027075	5,0 / 7,5	Midi Plus	1/100
10011745	1921027040	2,6 / 4,0	Mini med vacuum-kontroll	1/100
10011746	1922027060	4,0 / 6,0	Midi med vacuum-kontroll	1/100

Leverantör

**EXTRUDAN**

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2023-02