



# KLINION

## Kliniderm Foam Silicone

med eller utan border

Kliniderm Foam Silicone— allt-i-ett polyuretanskumförband med mjukt silikonlager

**Kliniderm Foam Silicone är ett sterilt Polyuretanskumförband, beige färg. Med eller utan border. Det finns även en Lite-variant.**

Soft silicone technology i dessa produkter minimerar ev smärtproblem vid förbandsbyte, kan re-appliceras

- Består av flera lager, soft silicone närmast såret/huden, i mitten polyuretanskum med hög absorption och kvarhållningsförmåga. OBS! Förbanden med border/fästkant innehåller även superabsorbenter. Ytterst ett ångpermeabelt polyuretanmembran som barriär.
- För måttligt till rikligt vätskande sår.
- Kan användas under kompression.
- Kan användas i upp till 7 dagar.

Användningsområden:  
Olika typer av sår. Ger en fuktig sår-läkningsmiljö. Absorberar o hanterar såressudat. Hudvänligt och skonsamt att byta tack vare silikonet.

Hållbarhet: 3 år

Förvaring: Undvik direkt solljus

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka  
tel 031-388 90 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice@mediq.com](mailto:kundservice@mediq.com)


# Kliniderm Foam Silicone

## Med border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
10011774	7,5 x 7,5 cm	5	100
10011775	10 x 10 cm	5	100
10011776	12,5 x 12,5 cm	5	100
10012620	15 x 15 cm	5	100
10011777	10 x 20 cm	5	100
10011778	10 x 30 cm	5	100
10011779	15 x 20 cm	5	100

## Utan border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
10011685	5 x 5 cm	5	100
10011686	10 x 10 cm	5	100
10011687	15 x 15 cm	5	100
10011772	10x 20 cm	5	100
10011773	20 x 20 cm	5	100



\*only applicable to Kliniderm® foam silicone border

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungälv

tel 031-388 90 00 [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice@mediq.com](mailto:kundservice@mediq.com)