

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ kanyler



BD Vacutainer™ PrecisionGlide™

- har en backventil
- kanylernas slipning (kanter, längd och vinklar) är datorutformad för enkel venpenetration och reducerat trauma hos patienten
- de sekundära vinklarna har utformats för att ge kanylen en överlägsen styrka i spetsen och samtidigt underlätta nålens vävnadspenetration
- kvalitetskontroll med laser av varje enskild kanyl gör att den högsta möjliga kvaliteten kan upprätthållas och med en unik poleringsprocess
 - gör den till världsledande när det gäller skärpa
- finns som veterinärkanyler

BD Vacutainer™ Luer-adapter

- kan användas vid provtagning från katetrar för uppsamling av blod i BD Vacutainer™-rör
- steril

BD art nr	Storlek	Längd	Färg	Avd./Transp. förp.
BD Vacutainer™ PrecisionGlide™ provtagningskanyler med backventil				
360210	0,7 mm (22G)	25 mm		100/1000
360211	0,7 mm (22G)	38 mm		100/1000
360212	0,8 mm (21G)	25 mm		100/1000
360213	0,8 mm (21G)	38 mm		100/1000
360214	0,9 mm (20G)	25 mm		100/1000
360215	0,9 mm (20G)	38 mm		100/1000
BD Vacutainer™ engångskanyler (Veterinära)				
360745	0,9 mm (20G)	25 mm		100/1000
360746	0,9 mm (20G)	38 mm		100/1000
360747	1,2 mm (20G)	25 mm		100/1000
360748	1,2 mm (20G)	38 mm		100/1000
BD Vacutainer™ Luer-adapter				
367300				100/1000