

## Förbrukningsartiklar infusionspumpar

Apotekets varunr	Smiths Medical artikelnr	Benämning	Antal per fp
<b>Administreringsset till Deltec CADD infusionspumpar</b>			
22 30 32	21-7034-24	Adm set (<125 ml/h) till alla modeller utom CADD-TPN	12
22 30 73	21-7071-24	Adm set (<400 ml/h) 1,2 µ filter för TPN, till CADD-TPN	15
25 51 66	21-7081-24	Adm set (<350 ml/h) 1,2 µ filter för TPN, till CADD-Prizm	15
20 10 58	21-7057-24	Adm set (<350 ml/h) utan filter för TPN, CADD-Prizm	15
20 10 59	21-6167-24	Mjuk läkemedelsbehållare 250 ml, CADD-pumpar	48
20 10 60	21-7059-24	Adm set till mjuk läkemedelsbehållare, CADD	12
<b>Läkemedelskassetter till Deltec CADD infusionspumpar</b>			
22 30 08	21-7001-24	Läkemedelskasset 50 ml till Deltec CADD-pumpar	12
22 30 16	21-7002-24	Läkemedelskasset 100 ml till Deltec CADD-pumpar	12
<b>Förlängningsslangar till Deltec CADD infusionspumpar, (med luer-lock och friflödesstopp)</b>			
22 30 40	21-7060-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 76 cm	12
25 32 03	21-7045-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 76 cm	50
22 30 57	21-7061-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 114 cm	12
25 32 11	21-7046-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 114 cm	50
22 30 65	21-7062-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 152 cm	12
25 32 45	21-7047-24	Förlängningsslang med friflödesstopp 152 cm	50
<b>Förbrukningsartiklar till Graseby modell 3000 volumetrisk infusionspump</b>			
24 96 31	21-0346-25	Infusionsset, standard	40
22 66 88	21-0317-25	Infusionsset, för PVC-känsligt läkemedel	30
22 67 12	591-082	Infusionsset, för blod	50

