



Brillant

3-vägs silikonkateter

Kvarliggande 3-vägs urinkateter, 100 % silikon

- Helsingkateter försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets.
- Finns endast i **41 cm** utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.
- Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras.
- Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.
- Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.
- Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.
- Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO)
- Steril vara - Ja
- Steriltid 5 år.

Latex- och PVC fri

Art.nr.	Ref.nr.	Strl. ch.	Spets	Ballong ml.	Utförande	Förp.
10014208	173830-18	18	Nelaton	20	3-vägs	5
10014209	173830-20	20	Nelaton	20	3-vägs	5
10014210	173830-22	22	Nelaton	30	3-vägs	5
10014211	173830-24	24	Nelaton	30	3-vägs	5
10014213	173930-18	18	Couvelaire	20	3-vägs	5
10012482	173930-20	20	Couvelaire	20	3-vägs	5
10012782	173930-22	22	Couvelaire	30	3-vägs	5
10014214	173930-24	24	Couvelaire	30	3-vägs	5
	174030-18	18	Dufour	20	3-vägs	5
10012074	174030-20	20	Dufour	20	3-vägs	5
10012075	174030-22	22	Dufour	30	3-vägs	5
10013802	174030-24	24	Dufour	30	3-vägs	5

Leverantör

Teleflex
Empowering the future of healthcare

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com