



Simplastic

3-vägs hematurikateter

Postoperativ hematurikateter

Hematurikateter av PVC med latexballong, för kontinuerlig spolning. Längd 400 mm.
 Katetrarna har en ventil passande luer- och luer-lock spruta.
 Rekommenderad kvarliggandetid 1 - 3 dagar.
 Steril, för engångsbruk.

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
10013707	18	Whistle tip	30	10
10013708	20	Whistle tip	30	10
10011474	22	Whistle tip	30	10
10013709	24	Whistle tip	30	10
10013826	16	Couvelaire	30	10
10011477	18	Couvelaire	30	10
10011478	20	Couvelaire	30	10
10011479	22	Couvelaire	30	10
10012557	24	Couvelaire	30	10
50008351	18	Couvelaire	75	10
40022482	20	Couvelaire	75	10

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
10013827	22	Couvelaire	75	10
10014056	24	Couvelaire	75	10
10011949	20	Mercier	30	10
10014239	22	Mercier	30	10
10014240	24	Mercier	30	10
10011950	18	Nelaton	30	10
10011951	20	Nelaton	30	10
10011952	22	Nelaton	30	10
10011953	24	Nelaton	30	10
10011954	18	Dufour	30	10
10012077	20	Dufour	30	10
10012078	22	Dufour	30	10
10014241	18	Dufour	75	10
10012079	20	Dufour	75	10
10012080	22	Dufour	75	10
10011862	24	Dufour	75	10

Leverantör

Teleflex™
Empowering the future of healthcare

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
 Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com