



670060



670000



670504



Laryngoskopblad

Laryngoskopblad - flergångs

Laryngoskopblad, flergångs för X-lite. Passar till alla fiberoptiska handtag där lampan sitter i handtaget. Osterilt, latexfritt.

Art.nr.	Storlek	Modell	Utförande	Förp.
670000-0	0	Macintosh	böjt	1
670000-1	1	Macintosh	böjt	1
670000-2	2	Macintosh	böjt	1
670000-3	3	Macintosh	böjt	1
670000-4	4	Macintosh	böjt	1
670000-5	5	Macintosh	böjt	1
670060-0	0	Miller	rakt	1
670060-1	1	Miller	rakt	1
670060-2	2	Miller	rakt	1
670060-3	3	Miller	rakt	1
670001-0	0	Miller - pediatrikt	rakt	1
670001-1	1	Miller - pediatrikt	rakt	1
670001-2	2	Miller - pediatrikt	rakt	1

Safeview Laryngoskopblad - engångs

Laryngoskopblad med skydd för handtag - engångs för X-lite. Passar till alla fiberoptiskahandtag där lampan sitter i handtaget. Sterilt, latexfritt.

Art.nr.	Storlek	Modell	Utförande	Förp.
670505-0	0	Miller	rakt	10
670505-1	1	Miller	rakt	10
670505-2	2	Miller	rakt	10
670504-1	1	Macintosh	böjt	10
670504-2	2	Macintosh	böjt	10
670504-3	3	Macintosh	böjt	10
670504-4	4	Macintosh	böjt	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com