



# Sono Single shot

## SONO TAP

Sono Tap kanyl med injektionsslang avsedd för olika blokader med ultraljud. Facettslipad med "Cornerstone" reflektorer. Sono Tap ger dubbel säkerhet, tydlig identifiering av kanylen vid ultraljud och exakt lokalisation. Steril för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek Ga	Längd mm	Avd.förp.
10012109	24	40	10
10012105	22	50	10
10012106	22	80	10
10012107	21	110	10
10012108	21	150	10

## SONO BLOCK

Sono Block facettslipad med NanoLine beläggning både på insidan och utsidan av kanylen. Reducerar punktionskraften och glidförmågan ökar.

Artikelnummer	Storlek Ga	Längd mm	Avd.förp.
10018509	22	40	10
10018512	22	50	10
10018510	22	80	10
10018513	21	100	10
10018511	20	120	10

Leverantör

**PAJUNK®**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07