



# Engångslakan

## Beskrivning:




Asap superabsorberand engångslakan har 5 tejpbitar på varje långsida (ej Drytop) vilket gör det möjligt att fästa ihop lakanet vilket ger en god stabilitet och gör det även möjligt att omvandla lakanet till en påse vilket eliminerar att vätska och spill hamnar på golvet. Materialsammansättningen gör att lakanet som är endast 0,7 mm tjockt är både vattentätt och kan andas och har en mycket hög absorptionsförmåga på ca 10 liter/m<sup>2</sup>. Den höga belastningskapaciteten på 150 kg underlättar vid både lyft och flytt.

## Materialsammansättning:

Lakanet består av ett tre-lagers skikt, sammanbundna med traditionellt smältlim. Det övre skiktet består av ett vitt nonwoven material av viskos som säkerställer snabb absorption, hög draghållfasthet och en mjuk behaglig yta.

Mittskiktet består av ett tunt skikt med SAP (superabsorbent) som traditionellt används inom industrin för inkontinensskydd för att absorbera stora mängder vätska.

Bottenskiktet är av vit eller ljusblå biofilm, som är 100% komposterbar. Biofilmen är en barriär mot fukt och vätskegenomträngning, bakterier och virus. (Denna är latexfri.)

**Nonwoven**   
**SAP**   
**Biofilm** 



Leverantör



## Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031 - 388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)

## HÄLSA OCH MILJÖ


### Hälsa

Produkten består uteslutande av säkra material som levereras av certifierade leverantörer. Produkten utgör ingen hälsorisk och uppfyller miljökraven för Svanenmärkning.



### Miljö

ASAP Norway AS har fokuserat på miljön och utvecklat ett engångs lakanset som bidrar till att minska miljöpåverkan genom att minska den totala konsumtionen av förbrukningsmaterial. Produkten består av både biologiskt nedbrytbara och komposterbara material som kan energiåtervinnas efter användning.



## Drytop

Superabsorberende draglakan

Storlek (cm) B 140, L 60  
Vikt 100 g  
Absorptionskapacitet 10 liter/m<sup>2</sup>  
Avdelningsförpackning 5 / 50 st  
Belastningskapacitet 150 kg

Artikelnummer: 10012128

## Drytop Plus

Superabsorberende lakan med tejp för stabil funktion samt möjlighet till påse

Storlek (cm) B 140, L 100  
Vikt 160 g  
Absorptionskapacitet 10 liter/m<sup>2</sup>  
Avdelningsförpackning 3 / 30 st  
Belastningskapacitet 150 kg

Artikelnummer: 10012129

## Jona 200

Absorberande lakan med tejp för stabil funktion samt möjlighet till påse

Storlek (cm) B 140, L 250  
Vikt 450 g  
Absorptionskapacitet 10 liter/m<sup>2</sup>  
Avdelningsförpackning 1 / 15 st  
Belastningskapacitet 150 kg

Artikelnummer: 10016850

Leverantör



Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031 - 388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)