



Sugset

Sugset - latex- och ftalatfritt

Sugset, sterilt, för engångsbruk. Latexfritt.
2,1 m eller 3,5 m slang.

Artikelnummer	Spetsdiam. ID/YD mm	Utförande	Spetslängd	Avd. förp.
10011849	4,6 / 6,5	enkelbockat, avlastningshål	22 cm	25
10011850	4,6 / 6,5	dubbelbockat distalt hål	22 cm	50
10012130	4,6 / 6,5	enkelbockat distalt hål	22 cm	25
10012131	5,0 / 6,5	enkelbockat platt spets	22 cm	50
10012133	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln.spets	22 cm	50
10012134	8,0 / 10,0	rak, distalt hål	55 cm	25
10010985	7,0 / 10,0	enkelbockat distalt hål	22 cm	25
10012135	4,6 / 6,5	rektoskopisug	40 cm	50
10012136	4,6 / 6,5	risslersug böjd	30 cm	50

Artikelnummer	Spetsdiam. ID/YD mm	Utförande	Spetslängd	Avd. förp.
10012137	4,6 / 6,5	risslersug rak	30 cm	25
10012154	4,6 / 6,5	risslersug böjd	35 cm	50
10012138	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm	50
10012151	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm	50
10011852	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln. spets	12 cm	50
10011115	7,0 / 10,0	enkelbockat vakuumkontrol	22 cm	25
10011853	4,6 / 6,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm	25
10011855	5,0 / 7,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm	50
10011856	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	22 cm	25
10011858	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	12 cm	25

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2020-01